

CADENCE és CADENCE II fetalmonitorok

A CADENCE és a CADENCE II hordozható fetalmonitorok kiválóan alkalmasak terhesség és szülés alatti rutinmonitorozáshoz, mind otthoni, mind kórházi alkalmazásokban. Kifinomult ultrahang detekciós technika (USR) segítségével nagy biztonsággal megkülönböztetik a fiziológiás eredetű zajokat a magzati eredetű hangoktól. A beépített nyomtatójuk hőírós regisztrálópapírján a pontos FHR és kontrakciós görbe, dátum adatok, magzatmozgások és kezelői megjegyzések is megjeleníthetők.



- Könnyűek, helytakarékosak, kezelésük egyszerű; asztra tehető vagy falra szerelhető.
- Ultrahang transducerük 9 kristályt tartalmaz: megbízhatóan érzékelnek, a zajokat kiszűrve pontos és folyamatos FHR görbét szolgáltatnak.
- Alapfunkciók: FHR (magzati szívfrekvencia), TOCO (fájás) és kézi magzatmozgás érzékelés, automata magzatmozgás érzékelés.
- Direkt EKG, intrauterin nyomásérzékelés és ikermonitorozás opcióként rendelhető.
- A központi monitorrendszerbe csatlakozáshoz szükséges elemeket tartalmazzák.
- Az Insight szoftver-melléklet segítségével lehetséges az adatok eltárolása és megjelenítése PC-n.
- Magas érték/ár arányt képviselnek.

A CADENCE II tulajdonságai a fentiekén kívül:



- 8x10 cm-es, a vízszinteshez képest 60°-ban felhajtható, grafikus LCD kijelzővel rendelkezik, mely az FHR és a TOCO időfüggvényét és aktuális értékét is megjeleníti.
- 12 órás adattárolási kapacitás, ezen időtartamon belül minden paraméter és görbe visszakereshető, megjeleníthető és nyomtatható.