



PM 60 Pulzoximéter

- Nagyméretű színes TFT kijelző
- Számjegyek és görbék megjelenítése
- Felnőtt, gyerek, újszülött alkalmazás
- Folyamatos és ellenőrző üzemmód
- Beállítható hang és vizuális riasztások
- Adatátvitel és PC-s tárolószoftver
- Infravörös real-time adatátvitel
- Hosszú idejű akkumulátoros üzem
- Védőburkolat és hordtáska a szállításhoz

Műszaki adatok

Méretek:	55 x 120 x 30 mm
Tömeg:	300 g
Hálózati feszültség:	5 V DC
Működési hőmérséklet:	0 – 40 °C
Betegtípus:	Felnőtt, gyermek és újszülött
Kijelző:	SpO ₂ , PR, pulzus görbe, akku állapot, hálózati feszültség,
Akku:	Min. 24 óra működés

Szaturáció

Mérési tartomány:	0 – 100 %
Felbontás:	± 1%
Pontosság:	70 – 100 % között: ±2% (felnőtt és gyerek), ±3% (csecsemő)
Riasztás:	50 – 100 %

Pulzusszám

Mérési tartomány:	18 – 300 bpm
Felbontás:	1 bpm
Pontosság:	± 3 bpm
Riasztás:	18 – 300 bpm

Trendmemória

Monitorozás módban:	
Eltárolás gyakorisága:	2 másodperc
Memória mérete:	96 óra
Ellenőrző módban:	4000 adat, 99 beteg