



SE-12, EKG készülék

- Teljesen digitális kivitel
- Felhajtható grafikus kijelző, 3/6/12 elvezetés hullámformájának megjelenítése
- 12 szimultán gyűjtött elvezetés
- Beépített nagyfelbontású hőírós nyomtató
- Beépített Li-ion akkumulátor, automatikus AC/DC átkapcsolás
- Adat ki/bemenet (RS232), hálózatba köthető
- Adattárolás külső USB memórián
- Automatikus EKG analízis, az EKG-paraméterek mérése
- Digitális szűrés (alapvonal-eltolódás, 50Hz, EMG)
- Automatikus alapvonal állítás
- Automatikus/kézi üzemmód
- Elektroda-leesés detektálás és kijelzés
- Standard elvezetések nyomtatása ki/bekapcsolható ütemadó elvezetéssel
- EKG hullámforma memória

