

SE-3 A/B 3-csatornás EKG készülék



SE-3B

- Teljesen digitális kivitel
- Felhajtható numerikus (SE-3A modell) vagy grafikus (SE-3B modell) LCD kijelző, utóbbi változatnál 3/6/12 elvezetés hullámformájának megjelenítése
- 12 szimultán gyűjtött elvezetés
- Beépített nagyfelbontású hőírós nyomtató
- Beépített Li-ion akkumulátor, automatikus AC/DC átkapcsolás
- Adat ki/bemenet (RS232), hálózatba köthető
- Adattárolás külső USB memórián
- Automatikus EKG analízis, az EKG-paraméterek mérése
- Digitális szűrés (alapvonal-eltolódás, 50Hz, EMG)
- Automatikus alapvonal állítás
- Automatikus/kézi üzemmód
- Elektróda-leesés detektálás és kijelzés
- Standard 3 elvezetés nyomtatása ki/bekapcsolható ütemadó elvezetéssel
- 60 másodperces EKG hullámforma memória



SE-3A