



TOP-3300 infúziós pumpa

Általános célú infúziós pumpa.

- Egyszerű használat
- Akkumulátoros és hálózati üzemmód
- Nincs kötelező szerelék igény
- Különböző méretű szerelékek használhatók
- Levegőbuborék érzékelés

TOP-3300 infúziós pumpa

Általános célú infúziós pumpa.

A pumpa tetején lévő jelzőfényeknek köszönhetően a pumpa állapota minden irányból jól látható.

A vezérlő panel felülete kissé felfelé irányul, hogy a kijelzők könnyen leolvashatók, a kezelőszervek pedig könnyen elérhetőek legyenek.

A kezelőpanelen lévő szimbólumok az eligazodást segítik.

Az infúziós pumpában használhatók a kereskedelmi forgalomban beszerezhető közönséges infúziós szerelések. (15, 19, 20 és 60 csepp/ml tartományban)

Adagolási tartomány: 0,1 – 999 ml/h, (0,1 - 99,9 ml/h tartományban 0,1 m/h lépésekben, 100 – 999 ml/h tartományban pedig 1 ml/h lépésekben.)

Infundált térfogat tartomány: 0,1 – 9999 ml, 1 ml lépésekben

Adagolási pontosság az alkalmazott szereléktől függ: $\pm 5\%$ TOP-H szerelék esetén, és $\pm 10\%$ más közönséges iv szerelék alkalmazása esetén.

Akkumulátoros üzemmód. (kb. két óra akkus üzem átlagos működési körülmények között.)

Indikátorok:

Normál üzem
Működési hiba
Hálózati üzem
Akkumulátoros üzem
Akkumulátor töltöttség
Akku hiba
Cseppérzékelő kijelzője

Levegőbuborék érzékelés
Állítható nyomáshatár riasztás
Szabálytalan áramlás
Ajtó
Kiürülés
Akkumulátor kimerülés
Infúzió lefolyt
Hiba emlékeztető
Tápkapcsoló
Belső hiba

Riasztások